

Führungshülsen jetzt auch für Straumann

Steco bietet wegen der hohen Nachfrage seit Juni 2011 Titanhülsen für das offene System Straumann® CARES® Guided Surgery an.

Titanhülse passend für das Straumann® CARES® Guided Surgery

Das Hamburger Dentalunternehmen steco-system-technik ist bekannt für eine große Bandbreite an Titanhülsen für Implantatplanung und Bohrschablonen. Nach einer erfolgreichen Markteinführung der Steco-Führungshülsen für verschiedene Guide-Systeme kommen nun Führungshülsen für das Straumann® CARES® Guided Surgery hinzu. Auch diese neuen Führungshülsen verfügen am Außenrand über seitliche Abflachungen um eng aneinander positioniert werden zu können. Zudem sind sie mit einer Retentionsnut versehen.

Führungshülsen in zwei Durchmessern

Für das Straumann® CARES® Guided Surgery gibt es die zwei Durchmesser 2,80 mm und 5,00 mm. Sie können ab sofort direkt über steco-system-technik bezogen werden.

Hülsenhalter für alle Führungshülsen

Für eine einfache Handhabung der Hülsen gibt es seit der IDS 2011 für jede Führungshülse einen passenden Hülsenhalter.

steco-system-technik GmbH & Co. KG

Die Firma steco-system-technik wurde 1996 gegründet. Inhaber sind Diplom-Volkswirt und Zahntechniker Hjalmar Stemmann sowie Zahntechnikermeister und Erfinder Hartmut Stemmann. Neben Titanhülsen für Implantatplanung und Bohrschablonen sind Magnetaufbauten für nahezu alle gängigen Implantatsysteme (Titanmagnetics) das Hauptprodukt. Desweiteren bietet die Firma viele zahntechnische Werkzeuge für die Bearbeitung von Vollkeramik (IMAGO) an. Steco-Produkte gelten weltweit als führend in Verarbeitung, Eigenschaft und Patientennutzen.

steco-system-technik GmbH & Co. KG

Geschäftsführer Hjalmar Stemmann

Kollastraße 6

22529 Hamburg

Telefon 040 - 55 77 81-0

Telefax 040 - 55 77 81-99

E-Mail info@steco.de

